

Link do produktu: <https://sklep.corioics.pl/kombajn-kosmetyczny-11w1-br-9900h-11-funkcji-p-14350.html>



## Kombajn kosmetyczny 11w1 BR-9900H - 11 FUNKCJI

Cena brutto	<b>3 399,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 764,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>4472</b>
Kod producenta	<b>BR-9900H</b>

### Opis produktu

## Kombajn kosmetyczny 11w1 BR-9900H - 11 FUNKCJI (ID 4472)

Kombajn kosmetyczny 11w1 BR-9900H to specjalistyczny sprzęt dla salonów SPA i gabinetów medycyny estetycznej, który wykonuje aż 11 zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz terapeutycznych. Aparat wykonuje m.in. profesjonalny zabieg ujędrniania biustu, który bije rekordy popularności. Urządzenia kosmetyczne dla salonów muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, Kombajn kosmetyczny 11w1 BR-9900H posiada certyfikat medyczny CE, który gwarantuje Twoim Klientom 100% komfort oraz wysoką skuteczność zabiegów.

Oto 11 zabiegów, które wykonuje nasz kombajn kosmetyczny:

#### Funkcje:

- Ultradźwięki - ultrasonoforeza,
- High-Frequency - elektroterapia,
- Galwan,
- Wapozon z ozonem - nawilżacz,
- Lampa z lupą,
- Vacuum,
- Spray,
- Ujędrnianie biustu
- Remove spot,
- Brush,
- Lampa Wooda,

#### 1. Ultradźwięki - ultrasonoforeza:

Wykorzystuje zjawisko fali akustycznej. Powoduje poprawę ukrwienia skóry, stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozstępów, nerwobóli, odmrożeń. Umożliwia włączanie w głębsze warstwy skóry preparatów odżywczych, nawilżających, regenerujących i dotleniających.

#### 2. High-Frequency - elektroterapia:

---

Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.

### 3. Galwan:

Służy do galwanizacji i jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystujących oddziaływanie prądu galwanicznego na tkanki. Może być stosowany przy nerwobólach, przewlekłych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmrożeniach, trądziku różowatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i mięśni, bliznach, uczuleniach i innych schorzeniach, przy usuwaniu których korzysta się z pozytywnego oddziaływania prądu galwanicznego na organizm ludzki.

### 4. Wapozon z ozonem - nawilżacz:

Nawilża skórę za pomocą pary, zmiękcza skórę, otwiera pory, rozluźnia mięśnie twarzy co ułatwia zabieg oczyszczania oraz przygotowuje skórę do dalszych zabiegów. Umożliwia stosowania aromaterapii oraz ziołoterapii.

### 5. Lampa z lupą:

Łatwa do przesuwania i ustawienia lampa powiększająca, posiada wysokiej jakości refrakcyjne szkło powiększające oraz wbudowany system oświetlający, które pozwalają na optymalne diagnozowanie skóry. Głowica lampy umieszczona jest na wysięgniku, ułatwiającym jej ustawienie na określoną odległość i wysokość. Ułatwia pracę podczas zabiegów kosmetycznych.

### 6. Vacuum:

Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczaniu skóry.

### 7. Spray:

Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne ( np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku.

### 8. Ujędrnianie biustu:

Masaż ssący rytmiczny wykorzystywany między innymi do zabiegów powiększających i liftingujących biustu. Masaż działa zarówno na tkanki jak i mięśnie. Aparat zasysa i zwalnia partie ciała poddane zabiegowi, w ten sposób poddając je intensywnej gimnastyce, która polepsza znacznie mikrocyrkulację. Zabieg taki poprawia jędrność biustu oraz usuwa rozstępny.

### 9. Remove spot:

Zamykanie naczynek oraz usuwanie zmian pigmentacyjnych i narośli za pomocą prądu wysokiej częstotliwości.

### 10. Brush:

Umożliwia perfekcyjny masaż skóry oraz wspomaga peeling w dowolnym miejscu ciała. Przez możliwość stosowania wymiennych, różnorodnych nasadek daje nieocenione wsparcie w zabiegach kosmetycznych, zwiększając intensywność oddziaływania substancji czynnych zawartych w kosmetykach jak i przyspieszając ich działanie. Wzrasta przez to skuteczność zabiegu i skraca się wydatnie jego wykonanie.

### 11. Lampa Wooda:

Specjalna lampa emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe, dająca możliwość dokładnego obejrzenia skóry. W zależności od rodzaju cery oraz schorzeń na skórze oświetlonej lampą Wooda wystąpią różnobarwne odbicia.

Dane techniczne:

Zasilanie: 110/220V

Waga: 41kg

Wymiary urządzenia:

Wymiary opakowania: 97x60x50

Okres gwarancji: 2 lata

