

Link do produktu: <https://sklep.corioocs.pl/mikrodermabrazja-diamentowa-5w1-bn-n95-p-14308.html>



Mikrodermabrazja diamentowa 5W1 BN-N95

Cena brutto	3 089,99 zł
Cena netto	2 512,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	2834
Kod producenta	BN-N95
Kod EAN	0308137223928

Opis produktu

Mikrodermabrazja diamentowa 5W1 BN-N95 (ID 2834)

Sprzęt do salonów urody musi mieć zjawiskowy design, aby mógł stanowić atrakcyjny „element wystroju” salonu SPA lub gabinetu medycyny estetycznej. Urządzenie Mikrodermabrazja Diamentowa 4w1 BN-N94 oprócz mikrodermabrazji wykonuje zabieg ultradźwięki, peeling kawitacyjny oraz Hot-Cold. Znakomite parametry techniczne zapewniają doskonałe efekty, które usatysfakcjonują Twoich Klientów. Model 4w1 BN-N94 jest wyjątkowo atrakcyjny, został zaprojektowany z dbałością o detale wykończenia, a nowoczesny i funkcjonalny panel LCD zapewnia komfortową obsługę.

Nowoczesny design i ekskluzywne wykończenie.

Panel LCD pozwalający na szybką i intuicyjną obsługę.

Nowy model pompy ssącej zapewniający długą, bezawaryjną pracę.

Większa moc peelingu kawitacyjnego.

Znacznie zwiększona częstotliwość ultradźwięków!

Funkcje:

Mikrodermabrazja diamentowa, w zestawie 2 pióra, 8 końcówek diamentowych oraz jedna gładka do masażu,

Ultradźwięki / ultrasonoforeza,

Skin Scrubber (peeling kawitacyjny),

Hot-Cold.

Technikę dermabrazji mikrokrystalicznej opracował 20 lat temu włoski inżynier Florence Mattioli. Początkowo wykorzystywana wyłącznie w gabinetach dermatologicznych, technika ta stopniowo zaczęła zdobywać popularność w salonach kosmetycznych. Określana jest mianem najlepszej metody na piękno poprzez medycynę. Przez kilka lat technikę dermabrazji mikrokrystalicznej doskonalono w Europie. Znane są tysiące przypadków udanych kuracji, a osiągnięte efekty są bardzo

zadowolające.

Obecnie przedstawiamy aparat do dermabrazji diamentowej, będącej twórczym udoskonaleniem dermabrazji mikrokrystalicznej.

Dermabrazja diamentowa to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć złuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry.

Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokrystalicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna.

Funkcja ultradźwiękowa. Wykorzystanie wibracji ultradźwiękowych o częstotliwości miliona drgań na sekundę (1,5 MHz). Fala ultradźwiękowa stymuluje tkankę i poprawia przenikalność błon dla kolagenu, wygładzając zmarszczki, eliminując linie i ujędrniając skórę, co nadaje jej młodszy i zdrowszy wygląd. Ultradźwięki wytwarzają ciepło pochodzące z tarcia, które poprawia cyrkulację krwi, odpręża mięśnie i pomaga rozbijać cellulit, usuwając nadmiar tłuszczu. Urządzenie z 2 sondami umożliwia bezinwazyjny lifting, wygładza i wzmacnia skórę przy użyciu wibracji ultradźwiękowych.

Skin scrubber - peeling kawitacyjny (Ultrasonic peeling) jest to nowy system do głębokiej pielęgnacji skóry i jej regeneracji bez efektów ubocznych. Zabieg ten polega na oczyszczeniu skóry poprzez fale ultradźwiękowe, pozwala więc na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i mieszków włosowych, pozbycie się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów i bakterii. Peeling kawitacyjny jako system działa na skórę łagodnie poprzez przyjemne, naturalne wibracje bez użycia prądu elektrycznego. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na głęboką regenerację skóry poprzez błyskawiczne i efektywne jej odnowienie oraz oczyszczenie na dużej głębokości, czego rezultatem jest - zauważalna w widoczny sposób - skóra odnowiona i odświeżona. Jest to zabieg bezbolesny odczuwany zwykle jako przyjemny. Kawitacja pozytywnie działa również na głębsze warstwy naskórka, stanowi doskonały wstęp do dalszych zabiegów kosmetycznych (eksfoliacja kwasami i/lub sonoforeza i jonoforeza i inne).

Hot-Cold- czyli głowica Ciepło-Zimno. Głowica rozgrzewająca stosowana przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i szybkiego wchłonięcia substancji odżywczych. Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory.

Dane techniczne:

Moc pompy: 69cmHg

Częstotliwość ultradźwięków: 1,5MHz

Częstotliwość drgań peelingu: 32kHz

Zasilanie: 220V

Pobór prądu: 100W

Waga: 12kg

Wymiary urządzenia: 42*32*17cmcm

Wymiary opakowania: 49*49*32cm