

Link do produktu: <https://sklep.coriocs.pl/3w1-mikrodermabrazja-hot-cold-sono-p-18682.html>

3w1 Mikrodermabrazja+ Hot Cold+ Sono



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 1 114,99 zł |
| Cena netto | 906,50 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | 9401 |
| Kod producenta | BR-1891/GREY |
| Kod EAN | 0791000834251 |

Opis produktu

kompleksowa zabiegowy. W zestawie 2 pióra, 8 końcówek diamentowych oraz jedna gładka do masażu, Ultradźwięki / ultrasonoforeza, Hot&Cold, BR-1891

Funkcje:

Mikrodermabrazja diamentowa, w zestawie 2 pióra, 8 końcówek diamentowych oraz jedna gładka do masażu,
Ultradźwięki / ultrasonoforeza,
Hot&Cold,

Technikę dermabrazji mikrokrystalicznej opracował 20 lat temu włoski inżynier Florence Mattioli. Początkowo wykorzystywana wyłącznie w gabinetach dermatologicznych, technika ta stopniowo zaczęła zdobywać popularność w salonach kosmetycznych. Określana jest mianem najlepszej metody na piękno poprzez medycynę. Przez kilka lat technikę dermabrazji mikrokrystalicznej doskonalono w Europie. Znane są tysiące przypadków udanych kuracji, a osiągnięte efekty są bardzo zadowalające.

Obecnie przedstawiamy aparat do dermabrazji diamentowej, będącej twórczym udoskonaleniem dermabrazji mikrokrystalicznej. Dermabrazja diamentowa to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć złuszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry.

Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokrystalicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna.

Funkcja ultradźwiękowa. Wykorzystanie wibracji ultradźwiękowych o częstotliwości miliona drgań na sekundę (1 MHz). Fala ultradźwiękowa stymuluje tkankę i poprawia przenikalność błon dla kolagenu, wygładzając zmarszczki, eliminując linie i ujędrniając skórę, co nadaje jej młodszy i zdrowszy wygląd. Ultradźwięki wytwarzają ciepło pochodzące z tarcia, które poprawia cyrkulację krwi, odpręża mięśnie i pomaga rozbijać cellulit, usuwając nadmiar tłuszczu. Urządzenie z 2 sondami umożliwia bezinwazyjny lifting, wygładza i wzmacnia skórę przy użyciu wibracji ultradźwiękowych.

Hot-Cold, czyli głowica Ciepło-Zimno

Głowicę rozgrzewającą stosuje się przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i przyspieszenia wchłaniania się substancji odżywczych.

Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory.

Dane techniczne:

Moc pompy: 65cmHg
Częstotliwość ultradźwięków: 1MHz
Zasilanie: 220V
Pobór mocy: 48W
Waga: 6,5kg
Wymiary urządzenia: 38x29x13cm,
Wymiary opakowania: 51x35x20cm

