

Link do produktu: <https://sklep.coriocs.pl/chusteczki-do-dezynfekcji-medilab-dm-flow-pack-p-13486.html>

# Chusteczki do dezynfekcji MEDILAB DM flow-pack



Cena brutto	<b>35,99 zł</b>
Cena netto	<b>33,32 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>3375</b>
Kod EAN	<b>5902340981047</b>
Producent	<b>MEDILAB</b>

## Opis produktu

# Chusteczki dezynfekujące MEDILAB MEDIWIPES DM flow-pack 100 szt. (ID 3375)

MEDILAB MEDIWIPES DM to gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia FLOW-PACK 100 szt.

- wykazują szerokie spektrum biobójcze potwierdzone badaniami
- gotowe do użycia – mogą być użyte natychmiast, bez żadnych dodatkowych czynności
- komfort użytkowania – jednoczesne mycie i dezynfekcja powierzchni
- idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie środek dezynfekcyjny nie może być rozpryskiwany i istotne jest szybkie działanie
- dostępne w różnych opakowaniach, w tym w komfortowym opakowaniu typu flow-pack – foliowe opakowanie wyposażone w klips chroniący włókninę przed wysychaniem, zawierające chusteczki w dużym rozmiarze i wysokiej gramaturze
- znajdują szerokie zastosowanie do dezynfekcji i mycia delikatnego wyposażenia medycznego, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie (np. sondy ultradźwiękowe, kable, czujniki ciśnieniowe, stetoskopy, glukometry, termometry, turbiny, pasy do masażu) oraz do różnego rodzaju przedmiotów w pomieszczeniach socjalnych (słuchawki, telefony, klamki itp.)
- testowane dermatologicznie – tolerancja dla skóry
- bezpieczne dla użytkownika – nie są klasyfikowane jako „Niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka”

### Sposób użycia:

Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę.

Przetrzeć chusteczką całą powierzchnię dezynfekowanego wyposażenia.

Odczekać zalecany czas ekspozycji - min. 5 minut.

Nie spłukiwać.

Pozostawić do wyschnięcia.

Pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.

---

**SKŁAD:**

**Opakowanie 100 sztuk chusteczek.**