

Link do produktu: <https://sklep.coriocs.pl/kombajn-kosmetyczny-6w1-br-1898-p-18679.html>

# Kombajn kosmetyczny 6w1 BR-1898

Cena brutto	<b>1 149,99 zł</b>
Cena netto	<b>934,95 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>9398</b>
Kod producenta	<b>BR-1898</b>
Kod EAN	<b>0791000834220</b>

## Opis produktu

Kombajn kosmetyczny 6w1 BR-1898 to specjalny przyrząd przeznaczony do zabiegów SPA i salonów. Wykorzystuje 6 funkcji: ultradźwięki, elektroterapię, próżnię, spray, ujędrnianie biustu i usuwanie zmian pigmentacyjnych. Jest to urządzenie, które wykonuje masaż kombajn kosmetyczny, który skutecznie usuwa wszelkie nieczystości z twarzy, standardy bezpieczeństwa, kombajn kosmetyczny 6w1.

### Funkcje:

- **Ultradźwięki - ultrasonoforeza,**
- **High-Frequency - elektroterapia,**
- **Vacuum,**
- **Spray,**
- **Ujędrnianie biustu,**
- **Remove spot.**

#### 1. Ultradźwięki - ultrasonoforeza:

Wykorzystuje zjawisko fali akustycznej. Powoduje poprawę ukrwienia skóry, stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozstępów, nerwoból, odmrożeń. Umożliwia wtłaczanie w głębsze warstwy skóry preparatów odżywczych, nawilżających, regenerujących i dotleniających.

#### 2. High-Frequency - elektroterapia:

Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.

#### 3. Vacuum:

Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczeniu skóry.

#### 4. Spray:

Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne ( np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku.

#### 5. Ujędrnianie biustu:

Masaż ssący rytmiczny wykorzystywany między innymi do zabiegów powiększających i liftingujących biust. Masaż działa zarówno na tkanki jak i mięśnie. Aparat zasysa i zwalnia partie ciała poddane zabiegowi, w ten sposób poddając je intensywnej gimnastyce, która polepsza znacznie mikrocyrkulację. Zabieg taki poprawia jędrność biustu oraz usuwa rozstępy.

#### 6. Remove spot:

Zamykanie naczynek oraz usuwanie zmian pigmentacyjnych i narośli za pomocą prądu wysokiej częstotliwości.

### Dane techniczne:

---

Zasilanie: 110/220V  
Wymiary urządzenia: 38x29x13cm,  
Waga: 7kg  
Wymiary opakowania: 45x33x26cm