

Link do produktu: <https://sklep.corioics.pl/mini-rf-radio-frequency-cold-hammer-p-18676.html>



Mini RF Radio Frequency + Cold Hammer

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 1 365,99 zł |
| Cena netto | 1 110,56 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | 9395 |
| Kod producenta | BR-D201 |

Opis produktu

Proponujemy Ci nowość na rynku – profesjonalny przenośny sprzęt kosmetyczny do zabiegów elektromagnetycznych RF Radio Frequency + Cold Hammer BR-D201.

Wyposażenie salonów urody musi spełniać kryteria, które wyznacza rynek. Urządzenie kosmetyczne RF Radio Frequency + Cold Hammer BR-D201 spełnia najwyższe standardy techniczne i gwarantuje doskonałe efekty zabiegów kosmetycznych.

Aparat RF Radio Frequency + Cold Hammer BR-D201 wykonuje m.in. lifting skóry piersi, modeluje pośladki i kształt nóg oraz wygładza skórę dłoni.

Oto szczegóły:

RF emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, działa w obrębie skóry właściwej, pobudzając komórki skóry do produkcji i regeneracji włókien kolagenowych. Działanie funkcji RF polega na dostarczeniu do głębszych warstw skóry fali elektrycznej. Dociera ona do każdego punktu w skórze powodując wytworzenie energii cieplnej stymulującej wewnętrzne jony w organizmie, zwiększa pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach, co w efekcie poprawia jakość skóry, zwiększa się gęstość i napięcie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz spływają blizny. Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fala bipolarna emitowana przez aparat RF jest absorbowana w komórkach skóry i nie niszczy innych struktur i nie dochodzi do poparzenia naskórka.

Fala elektromagnetyczna emitowana przez RF ujędrnia i zagęszcza skórę i odwraca skutki starzenia się skóry. Pierwsze efekty są widoczne po około 3-5 tygodniach. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-50 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest intensywniejsza.

Funkcje:

Radio Frequency - Fale radiowe.

- Lifting skóry twarzy w okolicach oczu i szyi.
- Poprawia kształt nosa i usuwa zmarszczki.
- Lifting skóry piersi- poprawa ich kształtu.
- Poprawia wygląd skóry talii i nóg.
- Podnosi i poprawia kształt pośladków.
- Wygładza skórę dłoni.
- Koloroterapia (duża głowica barwa czerwona i niebieska, mała głowica - czerwona)

Głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory.

Dane techniczne:

- Częstotliwość RF: 3MHz,
- Tryb pracy: mono i multipolarny,
- Średnica głowic: dwie głowice 3,5cm, jedna głowica 2cm
- Wymiary urządzenia: 29x19x14cm,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór mocy: 20W,
- Wymiary opakowania: 30x25x34cm,
- Waga: 2kg